


## Evaluation Sheet/ تقرير التقييم (EN/عربي)



→ When reading the test, follow the sequence shown by the red arrow!

عند قراءة الاختبار، اتبع التسلسل الذي يظهره السهم الأحمر

→ Make sure to read under proper light conditions!  
تأكد من القراءة تحت ظروف إضاءة مناسبة



Patient: \_\_\_\_\_

Date of birth: \_\_\_\_\_

Date of test: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Medical history: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code	Allergen	المادة المسببة للحساسية	1	2	3	4	5
w1	Common ragweed Pollen	عشبة الرجيد	1	2	3	4	5
w6	Mugwort Pollen	عشبة الشيح	1	2	3	4	5
I g6	Timothy grass Pollen	الإفليوم المرعي	1	2	3	4	5
gx17	Grass mix (Pollen) Sweet vernal grass (g1) Orchard grass (g3) Perennial rye grass (g5) Kentucky blue grass (g8)	مزيج الأعشاب (أربعة أنواع)	1	2	3	4	5
g12	Rye Pollen	حبوب الجاودار	1	2	3	4	5
t3	Silver birch Pollen	شجرة البتولا الفضي	1	2	3	4	5
kx1	Ficus/Latex mix Ficus benjamina (k81) Hevea brasiliensis (k82)	فيكس/لاتكس (مزيج)	1	2	3	4	5
II e1	Cat dander	وبر القط	1	2	3	4	5
e5	Dog dander	وبر الكلب	1	2	3	4	5
dx2	House dust mites Dermaphagoides pteromyssinus (d1) Dermatophagoides farinae (d2)	عث الغبار (نوعان)	1	2	3	4	5
f1	Egg white	بياض البيضة	1	2	3	4	5
f199	Cow's milk	حليب البقر (غير مغلي)	1	2	3	4	5
III f3	Cod	سمك القد	1	2	3	4	5
f4	Wheat	قمح	1	2	3	4	5
f13	Peanut	فول سوداني (فستق)	1	2	3	4	5
f14	Soy	فول الصويا	1	2	3	4	5
f85	Celery	كرفس	1	2	3	4	5
IV f20	Almond	لوز	1	2	3	4	5
f16	Walnut	جوز	1	2	3	4	5
f17	Hazelnut	بندق	1	2	3	4	5
CAP Correlation kU/L			0-2 0-3.4	2-3 0.7-17.4	3-4 3.5-49.9	4-5 17.5-100	5-6 >50